

- Glovebox als Dosierstation für kleine Feststoffmengen
- Feststoffzuführung über RTP (Rapid Transfer Port), Luftschleuse oder geöffnete Frontscheibe
- Stickstoff-gespülter Arbeitsbereich
- Feststofftransfer über einen Trichter ermöglicht die vollständige Reinigung der Glovebox ohne Beeinträchtigung des Reaktors
- Sicherer interner Wechsel des Eingangs- und Ausgangs-HEPA Filters über Push-Push-Filtergehäuse, Endlos-Liner-System oder Luftschleuse
- Große Eckradien für einfache Reinigung



ProSys Glovebox Dosierung Feststoffe (Kleimmengen)  
 • ✉ info@prosys.ie • 🌐 www.prosys.ie • 📞 +353 (0)21 4853900